

AD629b/ AD629e



Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre el producto](#)

Descripción

El diseño ergonómico del AD629 es excepcional, pantalla a color de 5,7 pulgadas de alta resolución que presenta imágenes de gran claridad para fácil lectura audiogramas. Varias opciones de visualización disponibles para personalizar la lectura de sus preferencias personales. El diseño del teclado le permitirá aclimatarse rápidamente sin perder eficiencia o velocidad.

AD629e permite realizar todas las pruebas de umbrales aéreos y óseos con los enmascaramientos necesarios para el diagnóstico clínico. La pantalla a color de alta resolución ofrece una gráfica sencilla y clara.

El equipo permite realizar, entre otras, las pruebas de:

- SISI
- Auto HL (Hughson-Westlake Modificado)
- ABLB
- Békésy
- Alta frecuencia de 20.000 Hz (opcional)
- Vozen vivo, CD/MP3

- SRT, reconocimiento de palabras, MCL, UCL
- Hablabiaural para aplicaciones DPCA

