

Thera Trainer e - go



Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre el producto](#)

Descripción

Se puede utilizar el THERA-Trainer E-go con todos los pacientes que pueden estar de pie en un entorno seguro. Este equipo es ideal para el entrenamiento de los primeros pasos y también para el entrenamiento de la resistencia de la marcha. No importa si se emplean estos equipos en un gimnasio, en un corredor con un ancho mínimo de tres metros o en una habitación especial para ejercitar la marcha, ya que el equipo se adapta a todos los espacios y a todas las necesidades.

Características:

- Protección corporal sujeta en el centro de gravedad. Este equipo sostiene al paciente con un cinturón de seguridad para la pelvis. Por lo tanto, se sostiene la pelvis para mantener el centro de gravedad en una posición adecuada para la caminata, sin ejercer ningún impacto en el tronco y se puede mover en cualquier dirección.
- Potencia: El equipo contiene un motor eléctrico y neumáticos grandes a cada lado, que permiten que el equipo se desplace a una velocidad establecida con buena potencia (0 a 3,5 km/h).



